

BODYSHAPING DELUXE

Bodyshaping Deluxe dank dreifachem Wirkkomplex

ULTRASCHALL-KAVITATION | MULTI- UND BIPOLARE RADIOFREQUENZ | VAKUUM




PowerShape⁺
3-MAX⁺

CDP SWISS PRÄSENTIERT

PowerShape⁺ 3-MAX

3-IN-1
ULTRASCHALL-
KAVITATION
MULTI- & BIPOLARE
RADIOFREQUENZ
VAKUUM




KÖRPER

PERFEKTES BODYFORMING
FETT- UND UMFANGSREDUZIERUNG
BINDEGEWEBSREGENERATION
CELLULITEREDUZIERUNG
FETTSTOFFWECHSEL-ANREGUNG
VERBESSERUNG DER HAUTSTRUKTUR
DEHNUNGS- UND SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN

*Eine ideale Kombination
aus kraftvoller Kavitation,
Radiofrequenz und Vakuum.*

GESICHT

DYNAMISCHES AUGENLIFTING
HAUTSTRAFFUNG
FALTENREDUKTION



BODYSHAPING DELUXE

Das PowerShape 3-MAX Plus ist das modernste Körpermodellierung-System, welches derzeit erhältlich ist und die integrierten Kernfunktionen Ultraschall-Kavitation, Radiofrequenz und Vakuum Technologie verbindet. Dadurch ist es möglich, die Genauigkeit und Effizienz der Cellulite Behandlung beim Patienten zu verbessern und gleichzeitig den Anwendern eine bequeme Handhabung zu bieten.

DAS POWERSHAPE 3-MAX PLUS

Das System kombiniert 3 verschiedene Energien bzw. Behandlungsarten:

ULTRASCHALL-KAVITATION

Das Prinzip beruht auf der Zunahme der äquivalenten Abschwächungskoeffizienz des Gewebes, die durch die Blasenbildung der Kavitation entstehen. Ultraschall erreicht Fettzellen besser in tieferen Regionen als eine herkömmliche Radiofrequenz-Behandlung, die eine thermische Reaktion im Bindegewebe auslöst.

MULTI- UND BIPOLARE RADIOFREQUENZBEHANDLUNG MIT VAKUUM

Neuste Multipolare Radiofrequenz sendet Wärmeenergie in tiefere Hautschichten, diese beruht auf dem Einsatz von elektromagnetischen Wellen, um physiologische Prozesse rückgängig zu machen. Die Anwendung bietet effektive Behandlungsergebnisse für Cellulite, Körpermodellierung und Bindegewebsregeneration. Die Bipolare Radiofrequenz arbeitet oberflächlich und ist in 5 bis 10 mm tief liegenden Hautschichten wirksam, was den Stoffwechsel in der Fettschicht anregt. Die Kombination aus Radiofrequenz, Vakuum Massage und Absaugverfahren ist komplikationsfrei und erzielt Verbesserungen im allgemeinen Erscheinungsbild von Cellulite und Hautveränderungen. Dies deutet darauf hin, dass weitere Routine-Behandlungseinheiten die Zufriedenheit des Patienten gewährleisten und zu bleibenden Resultaten führen können.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Stabiler und gefahrloser 36 KHz Niedrig-Frequenz Ultraschall
- Integrierte Funktion von Radiofrequenz mit Vakuum
- Innovative Multipolar und Bipolar Radiofrequenz Technologie
- Je 4 verschiedene Pulsarten für Kavitation und Vakuum
- Möglichkeit Radiofrequenz und Vakuum separat zu nutzen
- Einfach in der Anwendung
- Zweckmäßiger LCD Touchscreen
- Praktisches Fußpedal
- Kompakt für Bereiche mit eingeschränkter Raumnutzung


DIE APPLIKATOREN



RF BODY | Multipolar RF, Vakuum und LED

Optimiert zur Anwendung von Multipolar Radiofrequenz mit Vakuum

- Speziell dynamische Vibrationsfunktion
- Technische Bewegungen einfach in der Anwendung
- Rotlicht Funktion
- Aktualisierte Multipolar Radiofrequenz Technologie



KAVITATION BODY | Ultraschall Kavitation

Stabiler Ultraschall Kavitationsapplikator


- Intensiver Kavitationseffekt mittels zwei Generatoren
- Effektive Behandlung mit 4 Arten der Pulseinstellung
- In-Betrieb-Signallicht Funktion



RF FACIAL | Bipolar RF mit Vakuum

Gezielte Behandlung bei Gesichtsstraffung

- Dynamische und starke Vibrationsfunktion
- Effektive Gesichtsymphdrainage
- 4 mögliche Vakuumpulseinstellungen



RF BODY & FACIAL EXPERT | Multipolar RF und LED

Drei- & multipolare Hochfrequenz Technologie übermittelt schmerzfrei fokussierte und optimale Hochfrequenz-Energie auf die Hautoberfläche und Unterhaut-Fettschichten.

Die Energie wird über drei Elektroden selektiv und kontrolliert in die Haut abgegeben; somit wird eine verbesserte Behandlungseffizienz garantiert.

BEHANDLUNGSERGEBNISSE



Vorher



Nach 6 Beh.



Vorher



Nach 6 Beh.



Vorher



Nach 6 Beh.



Vorher



Nach 3 Beh.



Vorher



Nach 3 Beh.



Vorher



Nach 3 Beh.

DYNAMISCHE UNTERSTÜTZUNG
POWERSHAPE 3-MAX PLUS Trainings, Workshops und Marketing Material

POWERSHAPE 3-MAX PLUS
Das modernste ALL-IN-ONE
Körpermodellierungssystem

Fettreduktion an Problemzonen, Cellulite, Orangenhaut oder
Dehnungsstreifen? Mit PowerShape 3-MAX Plus haben wir
erstellt eine innovative Behandlungsmethode für Cellulite,
zur Unterstützung der Lymphdrainage und zur
Hautstraffung - für Sie und Ihr Body.

Die weltweit erfolgreich eingesetzte PowerShape 3-MAX
Plus-Methode erzielt Ergebnisse, die sonst oftmals nur
durch die plastische Chirurgie erreicht werden.

Dabei ist die Behandlung schmerzfrei
und effizient. Bereits nach wenigen
Behandlungen wirkt Ihre Haut durch die
Regeneration und Neubildung des

POWERSHAPE 3-MAX PLUS
RESERVIEREN SIE SICH EINE KOSTENLOSSE BERATUNG!

**POWERSHAPE 3-MAX PLUS
BODYSHAPING DELUXE**
Mit dreifachem Wirkkomplex
zu Ihrer Traumfigur!
Ohne den lästigen Jo-Jo Effekt!

WICHTIGES?
Für ca. 6 - 10
Jahre
wird
das
Produkt
in
Europa
vertrieben.
Zur
Anwendung
müssen
die
Anweisungen
beachtet
werden.

GIBT ES NEBENWIRKUNGEN?
Da mit dem PowerShape 3-MAX Plus kein invasiver
Eingriff vorgenommen wird (im Gegensatz zur
Liposuktion bzw. Fettabsaugung oder anderen
chirurgischen Eingriffen), treten während und nach der
Behandlung mit 3-MAX Plus keinerlei unerwünschten
Nebenwirkungen auf. Nach der Behandlung ist eine
leichte Rötung der Haut und damit eine Stoffwechsel-
Reaktion feststellbar, dies zeugt vom Erfolg der
Behandlung. Die Behandlung ist zudem nicht
schmerzhaft.

KONTRAINDIKATIONEN
3-MAX Plus-Behandlungen werden vornehmlich bei
folgenden Indikationen nicht empfohlen:
• Jugendliche unter 18 Jahren
• Während der Schwangerschaft
• Bei Herz-Kreislauferkrankungen
• Bei Kreislauferkrankungen
• Bei Diabetes
• Bei Einnahme von lichtempfindlichen Medikamenten
• Auf übermäßige UV-Strahlung (z.B. im Solarium) während
der Behandlung sowie vor und nach der Behandlung.

HINWEISE ZUR BEHANDLUNG
Wir empfehlen folgende Massnahmen für eine
erfolgreiche Behandlung zu beachten:
• Nach der Behandlung und Flüssigkeit in Form von Tee oder
Wasser zu sich nehmen, idealerweise unterstützt mit
Sukralose-Angebot.
• Es wird ein warmes Entschlackungsbad nach der
Behandlung empfohlen (am selben Tag).
• Vermeiden Sie auf Kohlenhydrate, besonders am Abend

be the beautiful one
MIT DEM NEUESTEN BODYFORMINGSYSTEM
**PowerShape
3-MAX⁺**

Powered by
CDP SWISS
Beauty

PowerShape 3-MAX⁺
Eine ideale Kombination aus hochfrequenter Radiofrequenz und Vakuum

Das modernste ALL-IN-ONE
Körpermodellierungssystem

WWW.POWERSHAPE.INFO

PowerShape 3-MAX⁺
Das modernste ALL-IN-ONE
Körpermodellierungssystem

WWW.POWERSHAPE.INFO



INSTITUT	WEBSITE
Luxe Beauty Kosmetik	www.luxebeautykosmetik.ch
Caeles Beauty	www.caeles.ch
OmniCosmetic	www.omnicosmetic.ch
Style Cosmetic	www.stylecosmetic.ch
Beauty Secrets	www.bsecrets.ch
Celeste Cosmetic	www.celeste-cosmetic.ch
Beauty Egge by Celeste Cosmetic	www.celeste-cosmetic.ch
Depilstyle	www.depilstyle.ch
Beauty & Nails	www.beautyandnails-baar.ch
Blessing's Beauty	www.blessingsbeauty.ch
Splendido	www.splendido.ch
Kosmetikpraxis Claudia Mahler	www.kosmetik-emmenbrücke.ch
Splendida Beauty	www.splendidabeauty.ch
Kosmetik Beauty Care	www.beautycare-marina.ch
Artesian Well	www.artesianwell.de
Studio Blick Fang	www.studio-blick-fang.de
Med. Laser Therapie Tassos Vakirtzis	www.med-lasertherapie.de
Beauty Star Clinic & Health	www.beautystarclinic.com



IHR EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER IN DER SCHWEIZ

CDP SWISS AG

Hauptsitz

Weinbergstrasse 22
CH-8001 Zürich

Niederlassung

Moosstrasse 31
CH-8907 Wettswil am Albis

T +41 43 538 57 45

F +41 43 538 57 73

E info@cdpswiss.com

W www.cdpswiss.com

W www.powershape.info

Referenz-Zentrum für Kosmetik

Celeste Cosmetic AG

Seefeldstrasse 92
CH-8008 Zürich

T +41 44 463 62 60

E info@celeste-cosmetic.ch

W www.celeste-cosmetic.ch